

## Przedmiot: POZYCJONERY ŻELOWE

L.p.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać)
1.	Pozycjonery żelowe <u>wielokrotnego użytku</u> , równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie.	TAK	
2.	Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom.	TAK	
3.	Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg.	TAK, podać	
4.	Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów.	TAK	
5.	Żel na bazie polimerów stanowiący wewnątrz pozycjonerów jest hipoalergiczny.	TAK	
6.	Pozycjonery i podkłady <u>mogą być dezynfekowane</u> preparatami, które nie zawierają alkoholu.	TAK	
7.	Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C	TAK, podać	
8.	Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu: -koca grzewczego -cieplej wody	TAK	
9.	Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu: -zamrażarki -lodówki -zimnej wody	TAK	
10.	W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dochodzi do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy), przez personel szpitala.	TAK	
11.	Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powoduje zaciemnienia obrazu RTG ani MRI.	TAK	
12.	Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu.	TAK	
13.	Pozycjonery i podkłady wykonane z delikatnego materiału	TAK	
14.	Pozycjoner pod piętę wklęsły z podstawą o wymiarach 150 mm długość, 80 mm szerokość, i wysokości 45 mm (+/- 5mm)	TAK, podać	
15.	Zestaw naprawczy	Tak, opisać	
16.	Instrukcja użytkowania w wersji papierowej i filmowej.	TAK, załączyć	
17.	Instrukcja użytkowania w wersji papierowej w języku polskim	Tak, załączyć	
18.	Gwarancja min. 28 miesięcy	TAK, podać	

**WYMIARY:**

- Podkład na blat stołu operacyjnego 1000x500x125 bez podcięcia – 2 szt
- Podpora pod głowę w pozycji na brzuchu 280x230x150 – 2 szt
- Krążek pod głowę pełny ,wymiar Dx140d60x30, – 1 szt
- Krążek pod głowę pełny, wymiar Dx200d75x50, – 1 szt
- Krążek pod głowę pełny, wymiar: Dx200d75x75, – 1 szt
- Okulistyczna podpora pod głowę 200x230x115, – 1 szt
- Półwałek wymiar :300x150x150, – 1 szt
- Trapez wymiar:175x250x90 – 1 szt

PIELEGNIARKA ODDZIAŁOWA  
BLOK OPERACYJNY

*M. Wójcikowska*  
Marzena Wójcikowska

Specjalista z Organizacji i Zarządzania  
Specjalista z Pielęgniarstwa Operacyjnego