


Rys. 1 Komplet drenów do oxygenatora dla dorosłych, system otwarty.


(zadanie 1)



1. Filtr gazów




2. Szybkozpuszt




3. Linia na główną rolękę




4. Linie tętniczo - żyłne



5. Linie ssaków



7. Uchwyt na drewny




6. Linia do pomiaru ciśnienia



Wszystkie odcinki drenów w skali SR 70°-75°

Zadanie 2.

Zestaw do kardioplegii krwistej zimnej, 4:1



[Handwritten signature]